



PRÉLÈVEMENTS SUR TUBE EDTA

Lettre d'information n°39

Juillet 2014

Vous disposez de 2 types de tubes EDTA (bouchon violet) :

- grands tubes de 6 ml (ref 367864)
- petits tubes de 4 ml (ref 368861).

Nous vous rappelons que :

**SEULS LES PETITS TUBES EDTA DOIVENT ÊTRE UTILISÉS
POUR LES NUMÉRATIONS FORMULES et/ou PLAQUETTES.**

Actuellement, nous pouvons, à titre exceptionnel, passer des numérations en mode manuel sur grands tubes (uniquement bien remplis), moyennant un arrêt complet de notre automate et un retard au rendu des résultats.

A compter du **1^{er} Septembre 2014**, nous changeons d'automates :

le passage de grands tubes sera techniquement impossible (hauteur de la fenêtre de passage).

Nous serons donc dans l'obligation de refuser toute numération/plaquettes prélevée sur grand tube EDTA.

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.